



## Arbeitsanweisung – Vorlage

### Fürs Qualitätsmanagementhandbuch: Anweisung Ruhe-EKG

| Qualitätsmanagementhandbuch Praxis Dr. Mustermann            |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Versionsnummer des Dokuments: 1.0                            | Seite 1 von 1 |
| Dokumentname:<br><b>Muster Arbeitsanweisung Ruhe-EKG.doc</b> |               |

#### Hintergrund/ Bedeutung

- Diese Arbeitsanweisung regelt die Durchführung eines Ruhe EKGs.

#### Qualitätsziel(e):

- Sicherstellung einer lesbaren, validen Aufzeichnung
- Vermeidung von Fehlbedienungen

#### Beschreibung der Maßnahmen:

Ein EKG wird durchgeführt:

- Auf Anweisung eines Arztes.
- Laut Termin durch Anweisung des Arztes.
- Wenn Patienten in der Praxis oder am Telefon über Beschwerden im Brustbereich (ggf. ausstrahlend in den Arm) oder Oberbauchbereich klagen.
- Bei Check-Ups bei Vorliegen einer entsprechenden Indikation oder bei Vorliegen einer IGeL-Einverständniserklärung.

#### Vorbereitung und Durchführung des EKG

- Patienten zur Messung direkt vor der Messung entkleiden lassen.
- Kontrolle der Messpunkte auf Verletzung, ggf. Messpunkte rasieren mit Einmalrasierer.
- Anlegen der Elektroden nach Standard:
  - Brustwandableitung nach Wilson
  - Extremitätenableitung nach Eindhoven/Goldberger
- Durchführung (Aufzeichnung durch Drücken der grünen Taste starten, anschließend mit F12 in die Praxis-EDV übernehmen).
- Kontrolle der Messergebnisse.
- Patienten bitten, noch entkleidet auf den Arzt zu warten und dessen Diagnose abzuwarten.

#### Dokumentation:

- Lesbarkeit des Ausdrucks kontrollieren.
- In der EDV Ziffer eintragen.
- Ergebnisse dem Arzt vorlegen.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Erstellt am:    | Erstellt von:    |
| Geprüft am:     | Geprüft von:     |
| Freigegeben am: | Freigegeben von: |
| Dokumentenpfad: |                  |